

X Mobil



Fahrbarer Patientenlagerungstisch mit einseitig gelagerter, schwimmender Tischplatte und elektromagnetischer Arretierung. Motorisch höhenverstellbar für optimale Patientenpositionierung.

- Schwimmende Tischplatte für optimalen Zugang und großen strahlentransparenten Aufnahmebereich
- Hohe Mobilität des Tisches durch vier Lenkrollen und durch wiederaufladbare Akkumulatoren zur Höhenverstellung
- Optimal in Kombination mit dem Digitalen Radiographie System X Twin

X Mobil

Mobile Patient table with single side suspended, floating table top and electromagnetic locks. Motorized height adjustment for optimal patient positioning.

- Floating table top for optimum access to patient and large radiolucent exposure area
- High mobility of the table due to swivel Castors and for height adjustment by re-chargeable batteries
- Optimal in combination with the Digital Radiography System X Twin



Mobiler Patiententisch

Mobile Patient Table

| | | |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Schwimmende Tischplatte | | Floating table top |
| Nutzbare strahlentransparenter Bereich | 1700 mm | Useful radiolucent area |
| Einseitig gelagert | | Single side suspended |
| Tischplattenlänge | 2150 mm | Total table top length |
| Tischplattenbreite | 650 mm | Table top width |
| Tischplattenverschiebung längs | 560 mm | Table top longitudinal movement |
| Tischplattenverschiebung seitlich | +/- 120 mm | Table top lateral movement |
| Motorische Höhenverstellung | 400 mm | Motorized table top elevation |
| Tischplattenmaterial | Carbon | Table material |
| AL Schwächungskoeffizient | <1,1 mm AL | Attenuation equivalent |
| Einknopf-Bremssystem für die schwimmende Tischplatte | | Single button locking system for floating table top |
| Maximales Patientengewicht | 250 kg / 550 lbs | Maximum patient weight |
| Tischhöhe | 610 +/- 10 mm – 1010 +/- 10 mm | Table height |
| Stromversorgung | Wechselakku | Power supply |

Bedienung

Handling

| | |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Beidseitige Arretierung | Double-sided locking |
| Beidseitige patientennahe Tischplattenbedienung | Operating from both sides of the table top |
| Tritthebel zum Lösen / Arretieren der Lenkrollen | Foot pedal for lock / unlock of swivel Castors |

Roesys MedTec GmbH

Dr.-Max-Ilgner-Straße 2

32339 Espelkamp

Tel.: +49 5772 91 555 00

Fax: +49 5772 91 555 10

Mail: info@roesys.de

Web: www.roesys.de